

# kliniderm® hydrocolloid

INSTRUCTIONS FOR USE

## ENGLISH

### Product Description

Kliniderm® Hydrocolloid is a sterile, hydro-active and self-adhesive wound dressing. The dressing is flexible and conformable. Kliniderm® Hydrocolloid is impermeable to water and bacteria and it does not adhere to the wound, thereby reducing pain associated with dressing removal and preventing trauma to newly formed tissue.

Kliniderm® Hydrocolloid range consists of the following product variants:  
- Kliniderm® Hydrocolloid  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloid Thin

Not made with natural rubber latex or DEHP.



### Indications

Kliniderm® Hydrocolloid is indicated for low exuding chronic and acute wounds including pressure ulcers, leg ulcers, burns, donor sites and post-operative wounds. It may also be used as a protective dressing on sites exposed to rubbing and shearing stresses. The dressing can be used in combination with compression therapy.

### Contra-indications

Kliniderm® Hydrocolloid is not indicated for ulcers caused by chronic infection, arteriopathy stage IV, bites and third-degree burns.

### Directions for use

Application:  
1. Clean the wound area according to good wound care practice. Ensure the peri-wound skin is dry.  
2. Select a suitable size of Kliniderm® Hydrocolloid so that the dressing overlaps the wound margins by 2-3 cm.  
3. Remove the protective paper, apply the adhesive side on the wound surface and smooth down the dressings edges to ensure good adhesion.

### Dressing change and removal:

1. Kliniderm® Hydrocolloid can remain in place for up to 7 days, dependent on the condition of the patient and the level of exudate. The dressings may be used for prolonged use, but are not suitable for permanent use.
2. Replace Kliniderm® Hydrocolloid if a gel bubble has developed and has attained the same size as the wound itself. Dressings on post-operative wounds should be changed when the sutures are to be removed.
3. Gently remove the dressing from the wound bed and skin (by supporting surrounding skin) and dispose according to local procedures and guidelines. If removal appears to be difficult, saturate the dressing with sterile saline solution.
4. If required, irrigate the wound site according to good wound care practice.

### Precautions

- In case of signs of infection, consult a healthcare professional for adequate infection treatment.
- A yellowish gel with characteristic odor can develop under the dressing. This is not a sign of infection but a normal phenomenon when using hydrocolloid dressings which will disappear after cleaning the wound.
- Do not use on patients with a known sensitivity to polyurethane, carboxymethylcellulose or acrylic adhesives.
- Sterile if pouch and seal are intact. Do not use if damaged.
- Do not re-use. Re-use can cause serious infections.
- Do not re-sterilize.
- For external use only.
- For use under the guidance of a healthcare professional.

In case a serious incident has occurred in relation to the device: Inform Medeco BV as listed on the packaging, your local distributor and your local healthcare authority.

## DEUTSCH

### Produktbeschreibung

Kliniderm® Hydrocolloid ist eine steriler, hydroaktiver und selbstklebender Wundverband. Der Verband ist flexibel und anschiemgsam. Kliniderm® Hydrocolloid ist wasser- und bakterienundicht und haftet nicht an der Wunde, wodurch die mit dem Entfernen des Verbandes verbundenen Schmerzen reduziert und Traumatata an neu gebildetem Gewebe vermieden werden.

Das Kliniderm® Hydrocolloid Sortiment besteht aus folgenden Produktvarianten:  
- Kliniderm® Hydrocolloid  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloid Thin

Nicht aus Naturkautschuklatex oder DEHP hergestellt.



### Indikationen

Kliniderm® Hydrocolloid ist indiziert für chronische und akute Wunden mit niedrigem Exsudat, einschließlich Druckgeschwüre, Beingschwüre, Verbrennungen, Spenderstellen und postoperative Wunden. Er kann auch als Schutzverband an Stellen verwendet werden, die Reibungs- und Scherbelastungen ausgesetzt sind. Der Verband kann in Kombination mit der Kompressionstherapie verwendet werden.

### Kontraindikationen

Kliniderm® Hydrocolloid ist nicht indiziert für Geschwüre aufgrund von chronischer Infektion, Arteriopathie Stadium IV, Bissen und Verbrennungen dritten Grades.

### Gebrauchsanweisung

Anwendung:  
1. Reinigen Sie den Wundbereich gemäß der guten Wundversorgungspraxis. Vergewissern Sie sich, dass die umliegende Haut trocken ist.  
2. Wählen Sie eine geeignete Kliniderm® Hydrocolloid Größe, so dass der Verband die Wundränder um 2-3 cm überlappt.  
3. Entfernen Sie das Schutzpapier, tragen Sie die Klebeseite auf die Wundfläche auf und glätten Sie die Kanten des Verbandes, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

### Verbandwechsel und -entfernung:

1. Kliniderm® Hydrocolloid kann bis zu sieben Tage an seinem Platz bleiben, abhängig vom Zustand des Patienten und der Exsudatmenge. Der Verband kann für einen längeren Zeitraum verwendet werden, ist aber nicht für den Dauereinsatz geeignet.
2. Ersetzen Sie Kliniderm® Hydrocolloid, wenn sich eine Gelblase entwickelt hat und die gleiche Größe wie die Wunde selbst erreicht hat. Verbände an postoperativen Wunden sollten gewechselt werden, wenn die Nähte entfernt werden sollen.
3. Entfernen Sie den Verband vorsichtig vom Wundbett und von der Haut (durch Abstützung der umgebenden Haut) und entsorgen Sie ihn nach den örtlichen Verfahren und Richtlinien. Wenn die Entfernung schwierig erscheint, sättigen Sie den Verband mit steriler Kochsalzlösung.
4. Bei Bedarf die Wundstelle nach guter Wundversorgungspraxis spülen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Wenden Sie sich im Falle von Anzeichen einer Infektion an einen Arzt, um eine angemessene Behandlung zu erhalten.
- Unter dem Verband kann sich ein gelbliches Gel mit charakteristischem Geruch entwickeln. Dies ist kein Anzeichen einer Infektion, sondern ein normales Phänomen bei der Verwendung von Hydrokolloidverbänden, das nach der Reinigung der Wunde verschwindet.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Polyurethan-, Carboxymethylcellulose- oder Acrylatklebstoffen verwenden.
- Steril, wenn Beutel und Siegel intakt sind. Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu schweren Infektionen führen.
- Nicht (wieder) sterilisieren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Zur Verwendung unter der Anleitung von medizinischem Fachpersonal.

Falls ein schwerer Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist: Informieren Sie Medeco BV, wie auf der Verpackung angegeben, Ihren lokalen Vertriebspartner und Ihre lokale Gesundheitsbehörde.

## NEDERLANDS

### Productbeschrijving

Kliniderm® hydrocolloid is een steriel, hydroactief en zelfklevend wondverband. Het verband is flexibel en past zich aan de vorm van het lichaam aan. Kliniderm® hydrocolloid laat geen water en bacteriën door en kleefkt niet aan de wond, waardoor het pijn bij verwijdering verminderd en schade aan nieuw gevormd weefsel voorkomt.

Kliniderm® hydrocolloid is verkrijgbaar in de volgende varianten:  
- Kliniderm® hydrocolloid  
- Kliniderm® hydrocolloid border  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border Sacraal  
- Kliniderm® hydrocolloid thin

De producten zijn vrij van natuurlijk rubberlatex en DEHP.



### Indicaties

Kliniderm® hydrocolloid wondverband is bestemd om te gebruiken bij weinig exsuderende, chronische en acute wonden, waaronder drukplekzweren, beenzweren, brandwonden, donorgebieden en postoperatieve wonden. Ook kan een hydrocolloid verband ingezet worden als beschermingslaag tegen wrijf- en schuifkrachten. Kliniderm hydrocolloid kan onder compressie gebruikt worden.

### Contra-indicaties

Kliniderm® hydrocolloid is niet geschikt om te gebruiken bij zweren die zijn ontstaan door chronische infecties, arteriopathie stadium IV, bijwonden of derdegraads brandwonden.

### Gebruiksaanwijzing

Toepassing:  
1. Maak het wondgebied schoon zoals goede wondverzorging voorschrijft. Zorg ervoor dat de omliggende huid droog is.  
2. Selecteer een maat Kliniderm hydrocolloid die de wondranden met 2-3 cm overlapt.  
3. Verwijder de beschermfolie en breng de klevende kant van het wondverband rechtstreeks op het wondoppervlak aan; strijk de randen van het wondverband glad, zodat het goed aansluit.

### Verbandwissel en verwijdering:

1. Kliniderm hydrocolloid kan tot 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de conditie van de patiënt en de mate van exsudatie. De wondverbanden mogen langdurig gebruikt worden, maar zijn niet geschikt voor permanent gebruik.
2. Vervang Kliniderm hydrocolloid als zich een gelbubbel van dezelfde grootte als de wond heeft gevormd. Wondverbanden die postoperatief worden ingezet moeten verwisseld worden wanneer de hechtingen worden verwijderd.
3. Verwijder het wondverband voorzichtig van het wondbed en de huid (door de omliggende huid te ondersteunen) en werp het weg volgens lokale procedures en richtlijnen. Wanneer verwijdering moeilijk blijkt, verzadig het verband met een steriele zoutoplossing.
4. Indien nodig, irigeer de wond zoals goede wondverzorging voorschrijft.

### Voorzorgsmaatregelen

- Bij tekenen van infectie, raadpleeg direct een professionele zorgverlener voor een adequate infectiebehandeling.
- Onder het wondverband kan zich een geelachtige gel met een specifieke geur ontwikkelen. Dit is geen teken van infectie maar een normaal fenomeen tijdens het gebruik van hydrocolloid wondverbanden. Met het schoonmaken van de wond zal dit verdwijnen.
- Niet gebruiken bij patiënten waarvan gevoeligheid voor polyurethaan, carboxymethylcellulose of acrylaalijm bekend is.
- Steriel indien verpakking en verzegeling intact zijn. Niet gebruiken indien beschadigd.
- Niet hergebruiken. Hergebruik kan ernstige infecties veroorzaken.
- Niet (her)steriliseren.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Voor gebruik onder begeleiding van een professionele zorgverlener.

In het geval er een ernstig incident plaatsvindt in relatie tot het hulpmiddel: Informeer Medeco BV zoals geregistreerd op de verpakking, de lokale distributeur en de lokale autoriteit voor de gezondheidszorg.

## FRANÇAIS

### Description du produit

Kliniderm® Hydrocolloïde est un pansement stérile, hydroactif et autoadhésif. Le pansement est souple et conformable. Le Kliniderm® Hydrocolloïde est imperméable à l'eau et aux bactéries et n'adhère pas à la plaie, réduisant ainsi la douleur associée à l'enlèvement du pansement et prévenant les traumatismes causés aux tissus nouvellement formés.

La gamme Kliniderm® Hydrocolloïde se compose des variantes de produits suivantes:  
- Kliniderm® Hydrocolloïde  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Bordure  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Bordure Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Mince

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ou de DEHP.



### Indications

Le pansement Kliniderm® Hydrocolloïde est indiqué pour les plaies chroniques et aiguës à faible exsudation, notamment les ulcères de pression, les ulcères de jambe, les brûlures, les sites donneurs et les plaies postopératoires. Il peut également être utilisé comme pansement protecteur sur les sites exposés à des contraintes de frottement et de cisaillement. Le pansement peut être utilisé en combinaison avec une thérapie par compression.

### Contre-indications

Le pansement Kliniderm® Hydrocolloïde n'est pas indiqué pour les ulcères causés par une infection chronique, une artériopathie de stade IV, des morsures ou des brûlures au troisième degré.

### Instructions d'utilisation

Application:  
1. Nettoyez la plaie conformément aux bonnes pratiques de traitement des blessures. Assurez-vous que la peau autour de la plaie soit sèche.  
2. Sélectionnez une quantité de pansement de Kliniderm® Hydrocolloïde de taille appropriée afin que le pansement recouvre les bords de la plaie de 2 à 3 cm.  
3. Enlevez le papier protecteur, appliquez le côté adhésif sur la surface de la plaie et lissez les bords du pansement pour assurer une bonne adhérence.

### Changement de pansement et retirer le pansement:

1. Le pansement Kliniderm® Hydrocolloïde peut rester en place jusqu'à 7 jours, en fonction de l'état du patient et du niveau d'exsudat. Les pansements peuvent être utilisés pour une utilisation prolongée, mais ne conviennent pas pour une utilisation permanente.
2. Remplacez le pansement Kliniderm® Hydrocolloïde si une bulle de gel s'est développée et a atteint la même taille que la plaie. Les pansements sur les plaies postopératoires doivent être changés lorsque les sutures doivent être enlevées.
3. Retirez délicatement le pansement du lit de la plaie et de la peau (en soutenant la peau environnante) et jetez-le conformément aux procédures et directives en vigueur. Si le retrait semble difficile, saturer le pansement avec une solution saline stérile.
4. Si nécessaire, irriguez le site de la plaie conformément aux bonnes pratiques de traitement de la plaie.

### Précautions

- En cas de signes d'infection, consultez un professionnel de la santé pour traiter l'infection de manière adéquate.
- Un gel jaunâtre avec une odeur caractéristique peut se développer sous le pansement. Ce n'est pas un signe d'infection, mais un phénomène normal lors de l'utilisation de pansements hydrocolloïdes qui disparaîtront après le nettoyage de la plaie.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue au polyuréthane, à la carboxyméthylcellulose ou aux adhésifs acryliques.
- Stérile si le sachet et l'emballage sont intacts. Ne pas utiliser si endommagé.
- Ne pas réutiliser. La réutilisation peut causer des infections graves.
- Ne pas (re)stériliser.
- Pour usage externe seulement.
- Pour une utilisation sous la direction d'un professionnel de la santé.

En cas d'incident grave lié à l'utilisation du pansement : Informez-en Medeco BV, tel qu'indiqué sur l'emballage, votre distributeur local et votre autorité sanitaire locale.

## ESPAÑOL

### Descripción del producto

El Kliniderm® Hydrocolloïde es un apósito estéril, hidroactivo y autoadhesivo. El apósito es flexible y adaptable. El Kliniderm® Hydrocolloïde es impermeable al agua y las bacterias y no se adhiere a la herida, lo que reduce el dolor asociado con la extracción del apósito y evita el trauma en los tejidos recién formados.

La gama de espuma de silicona Kliniderm® incluye las siguientes variantes de producto:  
- Kliniderm® Hydrocolloïde  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Border  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Border Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Thin

No hecho con látex de caucho natural o DEHP.



### Indicaciones

El Kliniderm® Hydrocolloïde está indicado para heridas crónicas y agudas de baja exudación, incluidas úlceras por presión, úlceras en las piernas, quemaduras, sitios de donantes y heridas postoperatorias. También se puede usar como vendaje protector en sitios expuestos a roces y al esfuerzo cortante. El apósito se puede usar en combinación con terapia de compresión.

### Contraindicaciones

El Kliniderm® Hydrocolloïde no está indicado para las úlceras causadas por infección crónica, enfermedad arterial en estadio IV, mordeduras y quemaduras de tercer grado.

### Instrucciones de uso

Aplicación:  
1. Si es necesario, humedezca el sitio de la herida de acuerdo con una buena práctica de cuidado de la herida. Asegúrese de que la piel perilesional esté seca.  
2. Seleccione un tamaño adecuado de Kliniderm® Hydrocolloïde para que el apósito se superponga a los bordes de la herida en 2-3 cm.  
3. Retire el papel protector, aplique el lado adhesivo a la superficie de la herida y alise los bordes de los apósitos para garantizar una buena adhesión.

### Cambio de vestuario y retirada:

1. El Kliniderm® Hydrocolloïde puede permanecer en su lugar por hasta 7 días, dependiendo de la condición del paciente y el nivel de exudado. Los apósitos se pueden usar para un uso prolongado, pero no son adecuados para un uso permanente.
2. Reemplace el Kliniderm® Hydrocolloïde si se ha desarrollado una burbuja de gel que ha alcanzado el mismo tamaño que la herida misma. Los apósitos para heridas postoperatorias deben cambiarse cuando se van a retirar las suturas.
3. Retire cuidadosamente el apósito del lecho de la herida y de la piel (soportando la piel alrededor) y deseché de acuerdo con los procedimientos y directrices locales. Si la remoción parece difícil, sature el vendaje con solución salina estéril.
4. Si es necesario, moje el lugar de la herida de acuerdo con la buena práctica de tratamiento de las heridas.

### Precauciones

- En caso de signos de infección, consulte a un profesional de la salud para el tratamiento adecuado de la infección.
- Se puede desarrollar un gel amarillento con un olor característico debajo del apósito. Este no es un signo de infección, sino un fenómeno normal cuando se usan apósitos hidrocolloïdes que desaparecen después de limpiar la herida.
- No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida al poliuretano, carboximetilcelulosa o adhesivos acrílicos.
- Estéril si la bolsa y el sello están intactos. No utilice si está dañado.
- No vuelva a utilizar. La reutilización puede causar infecciones graves.
- No (re)esterilice.
- Sólo para uso externo.
- Para uso bajo la guía de un profesional de la salud.

En caso de que haya ocurrido un incidente grave en relación con el dispositivo: Informe a Medeco BV como se indica en el empaque, a su distribuidor local y a su autoridad local de atención médica.


## ITALIANO

### Descrizione del prodotto

La Kliniderm® Hydrocolloïde è una medicazione sterile, idroattiva e autoadhesiva. La medicazione è flessibile e adattabile. La Kliniderm® Hydrocolloïde è impermeabile all'acqua e ai batteri e non aderisce alla ferita, riducendo così il dolore associato alla rimozione della medicazione e prevenendo il trauma ai tessuti di nuova formazione.

La gamma di Kliniderm® Foam Silicone comprende le seguenti varianti di prodotto:  
- Kliniderm® Hydrocolloïde  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Border  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Border Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloïde Thin

Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP.



### Indicazioni

Kliniderm® Hydrocolloïde è indicato per le ferite croniche e acute a basso essudamento, tra cui ulcere da pressione, ulcere alle gambe, ustioni, siti di donatori e ferite post-operatorie. Può anche essere usato come medicazione protettiva in siti esposti a sfregamento e sollecitazioni di taglio. La medicazione può essere utilizzata in combinazione con la terapia compressiva.

### Controindicazioni

Il Kliniderm® Hydrocolloïde non è indicato per le ulcere causate da infezione cronica, arteriopatía in stadio IV, morsi e ustioni di terzo grado.

### Istruzioni per l'uso

Applicazione:  
1. Se necessario, inumidire il sito della ferita secondo una buona prassi di cura delle ferite. Assicurarsi che la pelle perilesionale sia asciutta.  
2. Selezionare una dimensione adatta di Kliniderm® Hydrocolloïde in modo che la medicazione si sovrapponga ai margini della ferita di 2-3 cm.  
3. Rimuovere la carta protettiva, applicare il lato adesivo sulla superficie della ferita e levigare i bordi delle medicazioni per garantire una buona adesione.

### Cambio e rimozione della medicazione:

1. Il Kliniderm® Hydrocolloïde può rimanere in sede per un massimo di 7 giorni, a seconda delle condizioni del paziente e del livello di essudato. Le medicazioni possono essere utilizzate per un uso prolungato, ma non sono adatte per un uso permanente.
2. Sostituire Kliniderm® Hydrocolloïde se si è sviluppata una bolla di gel che ha raggiunto le stesse dimensioni della ferita stessa. Le medicazioni sulle ferite post-operatorie devono essere cambiate quando le suture devono essere rimosse.
3. Rimuovere con attenzione la medicazione dal letto della ferita e dalla pelle (sostenendo la pelle circostante) e scartarla secondo le procedure e le linee guida locali. Se la rimozione sembra difficile, saturare la medicazione con soluzione salina sterile.
4. Se necessario, irrigare il sito della ferita secondo una buona prassi di cura delle ferite.

### Precauzioni

- In caso di segni di infezione, consultare un professionista della salute per il corretto trattamento dell'infezione.
- Un gel giallastro con odore caratteristico può svilupparsi sotto la medicazione. Questo non è un segno di infezione ma un fenomeno normale quando si usano medicazioni idrocolloïdi che scompaiono dopo aver pulito la ferita.
- Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota a poliuretano, carbossimetilcellulosa o adesivi acrilici.
- Sterile se la confezione e il sigillo sono intatti. Non usare se danneggiato.
- Sterile se la confezione e il sigillo sono intatti. Non usare se danneggiato.
- Non (ri)sterilizzare.
- Solo per uso esterno.
- Da utilizzare sotto la guida di un professionista della salute.

Nel caso si verifichi un incidente grave in relazione al dispositivo: Informare Medeco BV come elencato sulla confezione, il distributore locale e l'autorità sanitaria locale.

## DANSK

### Produktbeskrivelse

Kliniderm® Hydrocolloid er en steril, hydroaktiv og selvklæbende sårbandage. Bandagen er fleksibel og tilpassningsdygtig. Kliniderm® Hydrocolloid er uigennemtrængelig for vand og bakterier og klæber ikke til såret, derved reduceres smerter i forbindelse med fjernelse af bandagen og forhindrer traumer i ryddannet væv.

Kliniderm® Hydrocolloid sortiment består af følgende produktvarianter:  
- Kliniderm® Hydrocolloid  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border  
- Kliniderm® Hydrocolloid Border Sacral  
- Kliniderm® Hydrocolloid Thin

Ikke fremstillet med naturgummilatex eller DEHP.



### Indikationer

Kliniderm® Hydrokolloid er indiceret til lav væskende kroniske og akutte sår, herunder tryksår, bensår, forbrændinger, donorsteder og postoperative sår. Det kan også bruges som en beskyttende forbinding på steder, der udsættes for gnidning og forskydningspændinger. Bandagen kan bruges i kombination med komprimeringsterapi.

### Kontraindikationer

Kliniderm® Hydrocolloid er ikke indiceret til mavesår forårsaget af kronisk infektion, arteriopatí stadie IV, bid og tredjegrads forbrændinger.

### Brugsanvisning

Anvendelse:  
1. Flens sårområdet i overensstemmelse med god sårpleje praksis. Sorg for, at sårhuden er tør.  
2. Vælg en passende størrelse af Kliniderm® Hydrocolloid således at forbindingen overlapper sårkanterne med 2-3 cm.  
3. Fjern beskyttelsespapiret, påfør den klæbende side på såroverfladen og glat forbindingskantene for at sikre god vedhæftning.

### Skift og fjernelse af forbinding:

1. Kliniderm® Hydrocolloid kan forblive på plads i op til 14 dage, afhængig af patientens tilstand og niveauet af eksudat. Forbindingerne kan anvendes til langvarig brug, men er ikke egnede til permanent brug.
2. Udskitte Kliniderm® Hydrocolloid hvis en gelboble har udviklet sig og har opnået den samme størrelse som selve såret. Forbindinger på postoperative sår skal skiftes, når suturerne skal fjernes.
3. Fjern forsigtigt forbindelsen fra sårlejet og huden (ved at understøtte omgivende hud) og bortskaftes i henhold til lokale procedurer og retningslinjer. Hvis fjernelse synes at være svært, mættes belægningen med saltopløsning.
4. Skyl om nødvendigt sårstedet efter god sårpleje.

### Forholdsregler

- I tilfælde af tegn på infektion, konsulter en sundhedspersonalet for tilstrækkelig infektion behandling.
- En gullig gel med karakteristisk lugt kan udvikle sig under bandagen. Dette er ikke et tegn på infektion, men er et normalt fænomen ved brug hydrokolloid bandager som vil forsvinde efter rensning af såret.
- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed over for polyurethan, carboxymethylcellulose eller akrylklæbemidler.
- Steril hvis posen og forseglingen er intakte. Må ikke anvendes, hvis beskadiget.
- Må ikke genbruges. Genbrug kan medføre alvorlige infektioner.
- Må ikke resteriliseres.
- Kun til eksternt brug.
- Til brug under vejledning fra sundhedspersonalet.

I tilfælde af der er opstået en alvorlig hændelse i forhold til enheden: Informer Medeco BV som anført på emballagen, din lokale distributør og din lokale sundhedsmyndighed.

Medeco B.V.  
Alexander Flemingstraat 2  
NL-3261 MA Oud-Beijerland  
The Netherlands



www.medeco.org

KLINION®

