



kliniderm® Flexibler Silikon-Schaumver- band mit Haftrand

kliniderm® Flexibler Silikon-Schaumverband mit Haftrand

Worum handelt es sich?

Beim Kliniderm® Foam Silicone Border Flexible handelt es sich um eine besonders flexible Produktgruppe, die eine Erweiterung des Kliniderm® Foam Silicone Border Sortiments darstellt. Diese Produktgruppe umfasst sieben Größen und bietet zusätzliche Flexibilität und Dehnbarkeit.

Wie funktioniert es?

Der Kliniderm® Foam Silicone Border Flexible verfügt über einzigartige Z-förmige Schnitte, die einen flexibleren Verband ermöglichen. Dieser Verband kann verwendet werden, wenn zusätzliche Flexibilität erforderlich ist. Dank des speziellen Designs bleibt der Verband bei normalem Tragen besser an Ort und Stelle.

Das transparente Design ermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, Menge und Art des Exsudats zu kontrollieren, ohne die Wunde zu berühren.

- | | | |
|--|--|--|
| ✓ Hohe Flexibilität
einzigartige Z-förmige Schnitte, die einen flexibleren Verband und größere Dehnbarkeit ermöglichen | ✓ Hautfreundlich
zuverlässige Fixierung und Sicherheit für empfindliche Haut, verbessert so die Patienten-Compliance | ✓ Bis zu 7 Tage Tragezeit
so bleibt die Wunde beim Wechsel des Sekundärverbandes ungestört |
| ✓ Absorbiert Exsudat
zum Schutz der umgebenden Haut und zur Unterstützung der feuchten Wundheilung | ✓ Transparenz
ermöglicht Wundkontrolle durch den Verband | ✓ Sanfter Silikonhaftrand
hilft das Risiko von Schmerzen und Schäden an der Wunde beim Verbandswechsel zu minimieren |
| ✓ Wirksam unter Kompression
absorbiert unter Kompressionsverbänden und -strümpfen | ✓ Einfaches Anlegen und Entfernen
hilft Störungen der Wundheilung zu minimieren | ✓ Schutz
bietet eine Barriere gegen Mikroorganismen |

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Kliniderm® Foam Silicone border flexible ist für mäßig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden geeignet und kann während des gesamten Heilungsprozesses beispielsweise bei folgenden Wundarten verwendet werden: Druckgeschwüre, venöse Beingeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, Schnittwunden, Abschürfungen, Hautrisse, Entnahmestellen, postoperative Operationswunden, oberflächliche und Verbrennungen zweiten Grades.

kliniderm® foam silicone border flexible überzeugt als transparenter Verband. Er ermöglicht, dass Fachkräfte den Heilungsverlauf der Wunde überprüfen können, ganz ohne Abnahme des Verbandes. So bleibt die Wunde geschützt, während man die Menge und Art des Exsudats trotzdem im Blick behält.

Bestellinformationen

Bestellen Sie Flexibler Silikon-Schaumverband mit Hafttrand für mehr Pflegekomfort und die schnelle Wundheilung Ihrer Patienten.

Bestellen Sie einfach online über unser


Mediq Business Portal per business.mediq.de/de oder per

Telefon 06861 900 76 80

Fax 06861 900 70 18



Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Flexibler Silikon-Schaumverband mit Hafttrand	7,5 x 7,5 cm	5 x 1	20	19868988	40514890
	10 x 10 cm	5 x 1	20	19869002	40514891
	12,5 x 12,5 cm	5 x 1	20	19869054	40514892
	15 x 15 cm	5 x 1	20	19869019	40514893
	10 x 20 cm	5 x 1	20	19869048	40514894
	15 x 20 cm	5 x 1	20	19869031	40514896
	10 x 30 cm	5 x 1	20	19868994	40514895



Sie wünschen ein Produktmuster?

Bestellen Sie jetzt ein **kliniderm® Flexibler Silikon-Schaumverband mit Hafttrand Produktmuster** und überzeugen Sie sich von der Qualität.

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon 06861 900 76 80

Fax 06861 900 70 18



Mediq Deutschland GmbH
In der Bruchwies 10 | 66663 Merzig
Telefon 0800 519 61 00
Fax 0800 519 61 01
business@mediq.de
www.mediq.de



Hersteller
Medeco B.V.
Brandpuntlaan
Zuid 14
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands

